

2012年7月吉日

医療関係者 各位



製品の保管に関するお願い

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品につきまして格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、弊社製品の抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤「フルオロメトロン0.02%点眼液T」及び「フルオロメトロン0.1%点眼液T」の保管方法につきまして、改めてお願い申し上げます。

本製品は保管の際、横向きや上下を反転することによって、点眼容器のノズル部分に有効成分(フルオロメトロン)が付着し、振盪後も粒子が分散しにくくなる場合がございます。保管の際は「上向き」にさせていただきますよう、お願い申し上げます。

また、本製品は長期間放置した場合、有効成分(フルオロメトロン)が沈降する特性がございます。そのため、粘稠化剤として「ポリビニルアルコール」を添加することにより、振盪後、一定時間の均一な懸濁状態を保持し、成分含量の均一化を図るなどの工夫をしております。しかし、「ポリビニルアルコール」は、保管温度が低いほど、ケーキングによる粘性の上昇(ゲル化)が生じる可能性が高くなりますので、製品を保管する際は、冷蔵庫等の冷所を避けていただきますよう、お願い申し上げます。

なお、一度ゲル化を起こしますと、再溶解いたしません。振盪により均一に分散しない製品につきましては、ご使用を避けていただきたく、何卒宜しくお願い申し上げます。

弊社では引き続き製品改良及び更なる品質管理に努めて参る所存でございます。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

製品に関するお問い合わせ先
日東メディック株式会社 おくすり相談窓口
電話：03-3523-0345 FAX：03-3523-0346
〔平日：9:00～17:00、土・日・祝日を除く〕